

Paracarie Duo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Τοποθετήστε μία σταγόνα Paracarie σε γυάλινη πλάκα ή στο γάντι σας και στην συνέχεια τοποθετήστε το πάνω στην τερηδονισμένη οδοντίνη.



2. Γεμίστε την κοιλότητα με Paracarie και αφήστε το προϊόν να ενεργήσει για 30-60 δευτερόλεπτα.



3. Απομακρύνετε την τερηδόνα, η οποία έχει μαλακώσει με ένα εργαλείο (δεν χρειάζεται κάποιο αιχμηρό εργαλείο). Στην περίπτωση που είναι εκτεταμένη η τερηδόνα, μπορείτε να κάνετε μια δεύτερη εφαρμογή. Μετά την απομάκρυνση, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι γυαλιστερή. Όταν το τζελ δεν αλλάξει όψη, σημαίνει ότι η τερηδόνα έχει απομακρυνθεί.



4. Μετά την απομάκρυνση της τερηδόνας, καθαρίστε την περιοχή και συνεχίστε με την αποκατάσταση. Η επιφάνεια είναι γυαλιστερή, σκληρή και απολυμασμένη.