

TASK

Genuine Orthodontic Instruments for Dentists,
Hygienists and Technicians

vol.14.1



MADE in

TASK



Japan


アライナー プライヤー ALIGNER PLIERS

クリア アライナー プライヤー


CLEAR ALIGNER PLIERS





1/1




▲ 60-731
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
Hole Punch
CODE NO.67310
全長：約 125mm



▲ 60-734
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
Tear Drop
CODE NO.67340
全長：約 118mm



▲ 60-732
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
Horizontal
CODE NO.67320
全長：約 118mm



▲ 60-733
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
Vertical
CODE NO.67330
全長：約 118mm



▲ 60-735
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
Dimple ϕ 1mm
CODE NO.67350
全長：約 132mm




ピン & リガチャー カッター

PIN & LIGATURE CUTTERS



1/1



▲ 30-604WK

ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER


CODE NO.66048

全長：約 119mm

Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures



TC



▲ 30-605WK

ピン&リガチャー カッター - ミニチュア
PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE


CODE NO.66058

全長：約 116mm

Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures



TC




▲ TS-15 (TASK SPECIAL)

ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER

CODE NO.60015

全長：約 118mm

Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligature



▲ 60-607

ピン&リガチャー カッター (スリム)


15° アングル

PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM 15° ANGLE

CODE NO.66070

全長：約 126mm

Ligature Wires up to.015"



▲ 60-605S


ピン&リガチャー カッター - スリム

PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM

CODE NO.66053

全長：約 126mm

Ligature Wires up to.015"



▲ 60-606S

ピン&リガチャー カッター - スリム

PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM

CODE NO.66061


全長：約 120mm

Ligature Wires up to.015"





1/1




▲ 60-604

ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER

CODE NO.66040

全長：約 120mm

Ligature Wires up to.015"



▲ 60-605

ピン&リガチャー カッター・ミニチュア
PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE

CODE NO.66050

全長：約 120mm

Ligature Wires up to.015"



▲ 60-620

アンギュラー リガチャー カッター -45° アングル
ANGULAR LIGATURE CUTTER-45° ANGLE

CODE NO.66200

全長：約 122mm

Ligature Wires up to.015"



ハード ワイヤー カッター

HARD WIRE CUTTER



1/1



▲ 60-604H

ハード ワイヤー カッター
HARD WIRE CUTTER

CODE NO.66042

全長：約 119mm

Hard Wires up to.020" Round.



カッティング プライヤー CUTTING PLIERS

リガチャー カッター LIGATURE CUTTERS



1/1




PRORTHO
フローソ・シリーズ



▲ **P-400**
リガチャー カッター -40° アングル
LIGATURE CUTTER-40° ANGLE
CODE NO.60400
全長：約 134mm
Ligature Wires up to .010"



- The Smallest possible edges with the angle of 40 degrees allow an easy access to the lingual area and offer a wide view into the mouth.
- Two models are available according to the operative area ; regular or reversed edges. It assumes the proper operation in a wide view.
- The curves of the handle are conventionally located below with the stronger curving line. It gives stable feeling of a grip while operating in the hard to reach area.





PRORTHO
フローソ・シリーズ

▲ **P-410**
リバースド リガチャー カッター -40° アングル
REVERSED LIGATURE CUTTER-40° ANGLE
CODE NO.60410
全長：約 134mm
Ligature Wires up to .010"







1/1



PRORTHO
ブローソ・シリーズ

▲ P-420
リガチャー カッター -50° アングル
LIGATURE CUTTER-50° ANGLE
CODE NO.60420
全長：約 160mm
Ligature Wires up to .012"



PRORTHO
ブローソ・シリーズ

▲ P-430
リバースド リガチャー カッター -60° アングル
REVERSED LIGATURE CUTTER-60° ANGLE
CODE NO.60430
全長：約 160mm
Ligature Wires up to .012"




ディスタル エンド カッター

DISTAL END CUTTERS



1/1




▲ 30-550K

ディスタル エンド セーフティー カッター
DISTAL END SAFETY CUTTER


CODE NO.65508

全長：約 115mm

- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"



TC




▲ 30-550S

ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM

CODE NO.65501

全長：約 120mm


- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"



TC



1/1

**▲ 30-550SL**

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(ロング ハンドル)

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(LONG HANDLE)

CODE NO.65502


全長：約 147mm

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"

● Round Wires up to .012" ~ .020"



TC

**▲ 30-550SLS**

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(ロング ハンドル ストレート)

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(LONG HANDLE STRAIGHT)

CODE NO.65506

全長：約 147mm

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"

● Round Wires up to .012" ~ .020"





TC

ディスタル エンド カッター

DISTAL END CUTTERS




1/1



30-950
交換用ホールドリング
(10個入)
Replacement Hold-Ring
(10/pk.)
CODE NO.69500

※Recommended to be replaced every four weeks.



30-950
交換用ホールドリング
(10個入)
Replacement Hold-Ring
(10/pk.)
CODE NO.69500

※Recommended to be replaced every four weeks.

▲ 30-550SF

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(フラッシュカットタイプ)


DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(FLUSH CUT TYPE)

CODE NO.65503

全長: 約 121mm

- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"

- **Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.
- Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloy at the hold ring in heat-proof rubber.



By regular distal end safety cutter



By distal end safety cutter flush cut type

▲ 30-550FL

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(フラッシュカットタイプ - ロングハンドル)


DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE)

CODE NO.65505


全長: 約 147mm

- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"

- **Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.
- Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloy at the hold ring in heat-proof rubber.



By regular distal end safety cutter



By distal end safety cutter flush cut type



1/1

**▲ 30-553**

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(ノーリング フラッシュカットタイプ)


DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(FLUSH CUT TYPE)

CODE NO.65510


全長：約 128mm

- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"

- **Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.
- Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloy at the hold ring in heat-proof rubber.



By regular distal end safety cutter



By distal end safety cutter flush cut type

**▲ 30-554**

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(ノーリング フラッシュカットタイプ - ロングハンドル)


DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
(FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE)

CODE NO.65511


全長：約 147mm

- Rectangular Wires up to .022" x .028"
- Round Wires up to .012" ~ .020"

- **Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.
- Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloy at the hold ring in heat-proof rubber.



By regular distal end safety cutter







By distal end safety cutter flush cut type

ディスタル エンド カッター

DISTAL END CUTTERS



1/1



▲ 30-551US

ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM

CODE NO.65507

全長：約 130mm

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"


● Round Wires up to .012" ~ .020"



30-550S



30-551US
30-551USL



30-550S



30-551US
30-551USL

▲ 30-551USL

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
(ロング ハンドル)

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM

(LONG HANDLE)

CODE NO.65512

全長：約 155mm


■ Rectangular Wires up to .022" x .028"

● Round Wires up to .012" ~ .020"





ワイヤー カッター

WIRE CUTTER



1/1



▲フラットカッター

FLAT CUTTER

CODE NO.45020

全長：約 130mm

Hard Wires Only

Cut of top : $\phi 0.6 \sim 1.0\text{mm}$

Cut of side : $\phi 1.0 \sim 1.2\text{mm}$

- **Flat Cut End**—The flat cut edge diminishes the adjusting process. It is enough to polish the edge slightly. It prevents a wire from making shorter than expected.
- **Compact & Powerful**—Good manipulation even for whose hands are small.
- **Safety Design**—Safe because the blades are untouchable by fingers.



▲ 60-004

パワー カッター

POWER CUTTER

CODE NO.60040

全長：約 168mm

Hard Wires & Soft Wires up to 1.5mm

ユーティリティー プライヤー UTILITY PLIERS

ウイングアート ユーティリティー プライヤー

WEINGART UTILITY PLIERS



1/1



▲ 60-501T

ウイングアート ユーティリティー プライヤー

WEINGART UTILITY PLIER

CODE NO.65011

全長：約 136mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

一般医療機器・歯科矯正用プライヤー



▲ 60-501

ウイングアート ユーティリティー プライヤー


WEINGART UTILITY PLIER

CODE NO.65010

全長：約 136mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

一般医療機器・歯科矯正用プライヤー



PRORTHO
ブローン・シリーズ

▲ P-300

リンガル ユーティリティー プライヤー
〈ロング ハンドル〉

LINGUAL UTILITY PLIER


〈LONG HANDLE〉

CODE NO.60300

全長：約 175mm

医療機器届出番号 09B2X00010000323

一般医療機器・歯科矯正用プライヤー



▲ 30-502T

ウイングアート ユーティリティー プライヤー

WEINGART UTILITY PLIER

CODE NO.65021

全長：約 127mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

一般医療機器・歯科矯正用プライヤー



▲ TS-20 〈TASK SPECIAL〉

ウイングアート ユーティリティー プライヤー

WEINGART UTILITY PLIER

CODE NO.60020

全長：約 128mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

一般医療機器・歯科矯正用プライヤー



ハンドル幅が通常より約1cm狭く、
回転させやすくなっています。
The width between two handles
measures about 1cm less than
the regular. How plier and it
allows rotating of the plier easily.



▲ 60-504

ウインガート ユーティリティー プライヤー - スモール

WEINGART UTILITY PLIER - SMALL

CODE NO.65040

全長：約 147mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ハウ プライヤー

HOW PLIERS



1/1



▲ 60-306T

ハウ プライヤー
HOW PLIER

CODE NO.63061

全長：約 138mm

Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.



▲ 60-306

ハウ プライヤー
HOW PLIER

CODE NO.63060

全長：約 138mm

Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.




▲ 60-307

ハウ プライヤー - スモール
HOW PLIER-SMALL

CODE NO.63070

全長：約 138mm

Tips are 3/32"(2.4mm) diameter.




▲ 60-309

ハウ プライヤー - スリムハンドル
HOW PLIER-SLIM HANDLE

CODE NO.63090

全長：約 147mm

Tips are 5/32"(4.0mm) diameter.



約41mm

ハンドル幅が通常より約1cm狭く、
回転させやすくなっています。

The width between two handles
measures about 1cm less than
the regular How plier and it
allows rotating of the plier easily.



▲ 60-308

ハウ プライヤー - オフセット
HOW PLIER-OFFSET

CODE NO.63080

全長：約 136mm

Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.


ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

トルキング プライヤー

TORQUING PLIERS



1/1



▲ 60-303T


ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER

CODE NO.63031

全長：約 117mm

Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"



▲ 60-303

ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER

CODE NO.63030

全長：約 116mm

Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"




▲ 60-227 #F

トルキング プライヤー
TORQUING PLIER

CODE NO.62270

全長：約 121mm

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"




▲ 60-226 #M

トルキング プライヤー
TORQUING PLIER

CODE NO.62260

全長：約 121mm

■ Rectangular Wires up to .022" x .028"




ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

ループ フォーミング プライヤー

LOOP FORMING PLIERS




1/1




▲ 60-074
ヤング プライヤー
YOUNG PLIER
CODE NO.60740
全長：約 120mm
Wires up to.028"~.040" (0.7~1.0mm)




▲ 60-213
ジャラバック プライヤー
JARABAK PLIER
CODE NO.62130
全長：約 127mm
Wires up to.020" (0.5mm)




▲ 60-305
ループ フォーミング プライヤー
LOOP FORMING PLIER
CODE NO.63050
全長：約 125mm
Wires up to.022" (0.55mm)



▲ 60-304
ツイード ループ フォーミング プライヤー
TWEED LOOP FORMING PLIER
CODE NO.63040
全長：約 131mm
Wires up to.022" (0.55mm)




▲ 60-304S
オメガ ループ フォーミング プライヤー
OMEGA LOOP FORMING PLIER
CODE NO.63041
全長：約 132mm
Wires up to.022" (0.55mm)



▲ 60-421
ループ フォーミング プライヤー 鶴見大型
LOOP FORMING PLIER OLD TYPE
CODE NO.64210
全長：約 125mm
Wires up to.025" (0.6mm)



1/1

**▲ 60-430CK**

キム プライヤー - カッター付き


KIM PLIER-WITH CUTTER

CODE NO.64303

全長: 約 121mm

For bending of multiple edgewise arch wires.

■ Rectangular Wires up to .016"×.022"

**▲ 60-302**

ナンス クロージング ループプライヤー

NANCE CLOSING LOOP PLIER

CODE NO.63020

全長: 約 117mm

Beaks are parallel at .020" opening

Wires up to .022" (0.55mm)

**▲ 60-320**

オプティカル プライヤー

OPTICAL PLIER

CODE NO.63200

全長: 約 127mm


Wires up to .022" (0.55mm)

バード ビーク プライヤー

BIRD BEAK PLIERS



1/1

**▲ 30-314T**


バード ビーク プライヤー

BIRD BEAK PLIER

CODE NO.63141

全長: 約 117mm

Wires up to .032" (0.8mm)

**▲ 60-314**

バード ビーク プライヤー

BIRD BEAK PLIER

CODE NO.63140

全長: 約 117mm



Wires up to .030" (0.75mm)

ライト ワイヤー プライヤー

LIGHT WIRE PLIERS




1/1




▲ 30-315C

ライト ワイヤー プライヤー カッター付き
- 角ピーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER
- GROOVED SQUARE TIP
CODE NO.63152
全長：約 120mm
Wires up to .020" (0.5mm)





▲ 30-315T

ライト ワイヤー プライヤー
- 角ピーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER
- GROOVED SQUARE TIP
CODE NO.63151
全長：約 120mm
Wires up to .020" (0.5mm)




▲ 60-315

ライト ワイヤー プライヤー
- 角ピーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER
- GROOVED SQUARE TIP
CODE NO.63150
全長：約 124mm
Wires up to .018" (0.45mm)




▲ 30-316C

ライト ワイヤー プライヤー - カッター付き
LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER
CODE NO.63162
全長：約 120mm
Wires up to .020" (0.5mm)



▲ 30-316T

ライト ワイヤー プライヤー
LIGHT WIRE PLIER
CODE NO.63161
全長：約 120mm
Wires up to .020" (0.5mm)



▲ 60-316


ライト ワイヤー プライヤー
LIGHT WIRE PLIER
CODE NO.63160
全長：約 124mm
Wires up to .018" (0.45mm)

ワイヤー ベンディング プライヤー

WIRE BENDING PLIERS



1/1




▲ 60-214T

アダムス プライヤー (ユニバーサル)
ADAMS PLIER (UNIVERSAL)

CODE NO.62141

全長: 約 132mm

Wires up to .040" (1.0mm)



▲ 60-214TR



アダムス スプリング フォーミングプライヤー
ADAMS SPRING FORMING PLIER

CODE NO.62142

全長: 約 132mm

Wires up to .040" (1.0mm)

● For the construction and adjustment of removable application spring.





▲ 60-314TL

ヘビー ワイヤー ベンディング プライヤー
HEAVY WIRE BENDING PLIER

CODE NO.63144

全長: 約 140mm

Wires up to .047" (1.2mm)





▲ 60-314TS

ワイヤー ベンディング プライヤー
WIRE BENDING PLIER

CODE NO.63143

全長: 約 120mm

Wires up to .028" (0.7mm)





▲ 60-321

リンガルアーチ
リングス ベンディング プライヤー

CODE NO.63210

全長: 約 115mm

Wires up to .036" (0.9mm)



▲ クラスプ形成鉗子 超硬付

CLASP FORMING PLIER

Type III Inserted

CODE NO.74314

全長: 約 117mm

Wires up to .036" (0.9mm)



ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

ワイヤー ベンディング プライヤー

WIRE BENDING PLIERS



1/1



▲ 60-313T

スリー ジョー プライヤー

THREE JAW PLIER

CODE NO.63132

全長：約 120mm

Wires up to.028" (0.7mm)



▲ 60-313

スリー ジョー プライヤー

THREE JAW PLIER

CODE NO.63130

全長：約 125mm

Wires up to.028" (0.7mm)



▲ 60-313L

ヘビー スリー ジョー プライヤー

HEAVY THREE JAW PLIER

CODE NO.63131

全長：約 122mm

Wires up to.036" (0.9mm)



▲ 60-224T


ストップ プライヤー (Vベンド)

STOP PLIER (V-BEND)

CODE NO.62241

全長：約 121mm

Wires up to.025" (0.6mm)



▲ 60-228

ステップ プライヤー

STEP PLIER

CODE NO.62280

全長：約 118mm

Wires up to.022" x .028"




クワド ヘリックス ベンディング プライヤー QUAD HELIX BENDING PLIERS



1/1



60-970
交換用チップ(1個入)
(60-202T用)
REPLACEMENT TIP (1/pk.)
Round Size : .063" (1.6mm)
CODE NO.69700



60-971
チップ交換用六角レンチ(1個入)
HEX WRENCH (1/pk.)
CODE NO.69710



▲ 60-201L
アングルド スリージョー プライヤー-左
ANGLED THREE JAW PLIER-LEFT
CODE NO.62011
全長 : 約 130mm
Wires up to .036" (0.9mm)

● Used for a small adjustment of quad helix or lingual arch. Narrow beaks allow an easy access to lower jaw.




▲ 60-201R
アングルド スリージョー プライヤー-右
ANGLED THREE JAW PLIER-RIGHT
CODE NO.62012
全長 : 約 130mm
Wires up to .036" (0.9mm)

● Used for a small adjustment of quad helix or lingual arch. Narrow beaks allow an easy access to lower jaw.

フェース ボー アジャスティング プライヤー FACE BOW ADJUSTING PLIER



1/1




▲ 60-009
ヘッド ギアー プライヤー
HEAD-GEAR PLIER
CODE NO.60090
全長 : 約 140mm
Wires up to .051" (1.3mm)

シンチバック プライヤー CINCH BACK PLIER



1/1



▲ 60-900
タイバック プライヤー
TIE-BACK PLIER
CODE NO.69000
全長 : 約 135mm
Wires up to .025" (0.6mm) Ni-Ti Only

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER




1/1

▲ 60-105

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

CODE NO.61050

全長：約 123mm



60-960

交換用チップ(5個入)
(60-105用)

REPLACEMENT TIP (5/pk.)


CODE NO.69600

60-961

チップ交換用六角レンチ 1.3mm(1個入)

HEX WRENCH (1/pk.)

CODE NO.69610



バンディング インストルメント BANDING INSTRUMENTS

エラスティック セパレーティング プライヤー ELASTIC SEPARATING PLIER





1/1

▲ 60-701

エラスティック セパレーティング プライヤー
ELASTIC SEPARATING PLIER

CODE NO.67010

全長：約 163mm



バンド プッシャー BAND PUSHERS




1/1



▲ 60-810
バンド プッシャー
BAND PUSHER
CODE NO.68100
全長：約 133mm



▲ 60-810A
バンド プッシャー - シリコン ハンドル
BAND PUSHER-SILICONE HANDLE
CODE NO.68101
全長：約 133mm




▲ 60-811
バンド プッシャー - 三角ハンドル
BAND PUSHER-TRIHDRAL HANDLE
CODE NO.68110
全長：約 142mm

バンド シーター BAND SEATER



1/1



▲ 60-800
バンド シーター
BAND SEATER
CODE NO.68001
全長：約 129mm

バンド リムービング プライヤー

BAND REMOVING PLIERS



1/1



60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
CODE NO.69830

▲ 60-104T
臼歯用 バンド リムービング プライヤー
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER
CODE NO.61041
全長：約 131mm



60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
CODE NO.69830

▲ 60-104TL
臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG
CODE NO.61042
全長：約 131mm



60-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALUMINUM TIP(3/pk.)
CODE NO.69860

▲ 60-104
臼歯用 バンド リムービング プライヤー
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER
CODE NO.61040
全長：約 131mm



TS-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALUMINUM TIP(3/pk.)
CODE NO.69861

▲ TS-30 (TASK SPECIAL)
臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG
CODE NO.60030
全長：約 131mm

バンド コンタリング プライヤー
BAND CONTOURING PLIERS



1/1



▲ 60-208
バンド コンタリング プライヤー
BAND CONTOURING PLIER
CODE NO.62080
全長：約 124mm



▲ 60-212
クラウン コンタリング プライヤー
CROWN CONTOURING PLIER
CODE NO.62120
全長：約 123mm



▲ 60-317
クラウン クリンピング プライヤー
CROWN CRIMPING PLIER
CODE NO.63170
全長：約 117mm




▲ 60-317S
クラウン クリンピング プライヤー - スリム
CROWN CRIMPING PLIER-SLIM
CODE NO.63171
全長：約 119mm

アーチフォーミング プライヤー

ARCH FORMING PLIERS



1/1



▲ 60-303T


ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER

CODE NO.63031

全長：約 117mm

Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening

■ Rectangular Wires up to .022"x.028"



▲ 60-303

ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER

CODE NO.63030

全長：約 116mm

Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening

■ Rectangular Wires up to .022"x.028"




▲ 60-006

ホロー チョップ プライヤー
HOLLOW CHOP PLIER

CODE NO.60060

全長：約 125mm

Wires up to .022" (0.55mm)




▲ 60-223TG

アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ付き
ARCH FORMING PLIER-GROOVED

CODE NO.62232

全長：約 116mm

Grooves of .016", .018" and .022"



▲ 60-223T

アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ無し
ARCH FORMING PLIER-NON GROOVED

CODE NO.62231

全長：約 116mm

アーチャーレット (アーチフォーマー)

ARCH TURRET (ARCH FORMER)



1/1



▲ 60-841

アーチャーレット


ARCH TURRET

CODE NO.68410

全長：約 104mm

AVAILABILITY OF SLOT SIZE & TORQUE (○:YES ×:NO)

TORQUE \ SLOT SIZE	.016"	.017"	.018"	.019"	.021"	.022"
0°	○	○	○	○	○	○
7°	×	×	○	×	×	×
12°	×	×	○	×	×	×



▲ 60-850

リンガルアーチャーレット

LINGUAL ARCH TURRET

CODE NO.68500

全長：約 104mm

TMA Wire .017"×.025"

AVAILABILITY OF SLOT SIZE & WIRES (○:YES ×:NO)

WIRE \ SLOT SIZE	Stainless Steel	β-Titanium
.016"×.016"	○	×
.018"×.018"	○	○
.016"×.022"	○	○
.017"×.025"	○	○
.018"×.025"	○	○
.016"×.022"(10°)	○	○
.017"×.025"(15°)	○	○

ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIERS



1/1



◀ **P-200**
ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIER
CODE NO.60200
全長：約 122mm

- The blades can catch the bracket's edge by sliding on the surface of the teeth and come beneath the attachment without efforts. The blade edge comes to touch at point, not a line contact, it reduces resistance for easy control.

PRORTHO
フローソ・シリーズ





▲ **60-334T**
ダイレクト ボンド アタッチメント リムービング
プライヤー - アングル
DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVING
PLIER-ANGLED
CODE NO.60341
全長：約 126mm



▲ **TS-26 (TASK SPECIAL)**
ダイレクト ボンド アタッチメント リムービング
プライヤー - アングル
DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVING
PLIER-ANGLED
CODE NO.60026
全長：約 123mm



1/1



▲ 60-335TG

ダイレクト ボンド ブラケット リムービング
プライヤー - ストレート 〈スリット タイプ〉

DIRECT BOND BRACKET REMOVING
PLIER-STRAIGHT (SLIT TYPE)

CODE NO.63352

全長：約 127mm



▲ 60-335T

ダイレクト ボンド ブラケット リムービング
プライヤー - ストレート

DIRECT BOND BRACKET REMOVING
PLIER-STRAIGHT

CODE NO.63351

全長：約 127mm



▲ TS-25 (TASK SPECIAL)

ダイレクト ボンド ブラケット リムービング
プライヤー - ストレート

DIRECT BOND BRACKET REMOVING
PLIER-STRAIGHT

CODE NO.60025

全長：約 121mm



ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIERS




1/1



PRORTHIO
フローソ・シリーズ

▲ P-500

リンガル ブラケット リムービング プライヤー
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER
CODE NO.60500
全長：約 153mm



PRORTHIO
フローソ・シリーズ

▲ P-510

リンガル ブラケット リムービング プライヤー
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER
CODE NO.60510
全長：約 162mm



ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIERS



1/1



PRORTHOPRO-210
ブローツ・シリーズ

▲ P-210
ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIER
CODE NO.60210
全長：約 137mm




60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
CODE NO.69830



P-211
交換用超硬チップ(1個入)
(P-210用)
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
CODE NO.60211
※both ends can be useful



60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm(1個入)
HEX WRENCH(1/pk.)
CODE NO.69710



▲ 60-332T
ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIER
CODE NO.63321
全長：約 135mm



60-9871
交換用メタルチップ(1個入)
(60-332T用)
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
CODE NO.69871



60-9872
交換用シリコンチューブ(15cm1本入)
(60-332T用)
REPLACEMENT TUBE(15cm 1/pk.)
CODE NO.69872

ボンド リムービング プライヤー

BOND REMOVING PLIERS




1/1



PRORTHO
ブローソ・シリーズ

▲ P-700 (KommonBase™) 白歯用
リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER
CODE NO.60700
全長：約 137mm



60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
CODE NO.69830



P-701(KommonBase™) 白歯用
交換用チップ(1個入)
(P-700用)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
CODE NO.60701

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm(1個入)
HEX WRENCH(1/pk.)
CODE NO.69710



PRORTHO
ブローソ・シリーズ

▲ P-710 (KommonBase™) 前歯用
リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER
CODE NO.60710
全長：約 137mm



60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
CODE NO.69830



P-711(KommonBase™) 前歯用
交換用チップ(1個入)
(P-710用)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
CODE NO.60711



P-712
チップ交換用レンチ 0.9mm(1個入)
(P-710用)
WRENCH(0.9mm)(1/pk.)
CODE NO.60712


クリンピング プライヤー CRIMPING PLIERS

フック クリンピング プライヤー


HOOK CRIMPING PLIERS



1/1




圧接機構（正面）
Pressing mechanism
(front view)



フックの装着
Installing the hook

▶ **P-220**
フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIER
CODE NO.60220
全長：約 119mm

- The beak that has unique grip form pressures a hook firmly on the wire to lock securely.
The flat handle of PRORTHOP lightens stress on the palm.



▶ **60-446**
フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIER
CODE NO.64460
全長：約 116mm

- For quick and precise installation of hook on the archwire.

チューブ クリンピング プライヤー

TUBE CRIMPING PLIER



1/1



▶ **60-319**
チューブ クリンピング プライヤー
TUBE CRIMPING PLIER
CODE NO.63190
全長：約 119mm

- For quick and precise installation of Crimpable stop on the archwire.

ブラケット プレーサー

BRACKET PLACERS



1/1

▶ 60-815

ブラケット プレーシング ツイザー

BRACKET PLACING TWEEZERS

CODE NO.68150

全長：約 140mm



▶ 60-824

ブラケット プレーシング ツイザー

BRACKET PLACING TWEEZERS

CODE NO.68240

全長：約 130mm




▶ 60-890

ブラケット セットティング ツイザー

BRACKET SETTING TWEEZERS

CODE NO.68900

全長：約 175mm



▲ ダイヤモンド ピンセット

DIAMOND TWEEZERS

CODE NO.08275

全長：約 160mm



● The diamonds are electrodeposited inside the point of the tweezers. Being not to slide, ligature wires or brackets can be carried into a mouth properly.

ブラケット ポジショニング ゲージ

BRACKET POSITIONING GAUGE



1/1

▶ 60-830

ブーン ブラケット ポジショニング ゲージ
BOON BRACKET POSITIONING GAUGE

CODE NO.68300

全長：約 64mm

SIZE：H7×D47×W47mm

positioning height：3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm



リガッティング インストルメント LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インストルメント

LIGATING INSTRUMENTS



1/1



▲ 60-101C

リガチャー タイニング プライヤー
- クーンタイプ (セーフティーチップ)
LIGATURE TYING PLIER
- COON TYPE (SAFETY TIPS)

CODE NO.61011

全長：約 165mm



▲ 60-102

リガチャー タイニング プライヤー
LIGATURE TYING PLIER

CODE NO.61020

全長：約 165mm



▲ 60-225T

リガチャー フォーミング プライヤー
LIGATURE FORMING PLIER

CODE NO.62251

全長：約 121mm



リガティング インstrument LIGATING INSTRUMENTS



1/1




▲ 60-817
リガティング&ディレクター
LIGATING & DIRECTOR (with Pin)
CODE NO.68170
全長：約 170mm



▲ 60-817N
リガティング&ディレクター (ピン無し)
LIGATING & DIRECTOR (without Pin)
CODE NO.68171
全長：約 170mm



▲ 60-818
両頭リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR-DOUBLE END
CODE NO.68180
全長：約 164mm



▲ 60-819
片頭リガチャーディレクター
LIGATURE DIRECTOR-SINGLE END
CODE NO.68190
全長：約 147mm



▲ 60-816
リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR
CODE NO.68160
全長：約 175mm




1/1



▲ 60-823
リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR
CODE NO.68230
全長：約 157mm



▲ 60-827
ブラケット オープナー
BRACKET OPENER
CODE NO.68270
全長：約 160mm



▲ SH ダイヤモンド リガチャー ディレクター
SH DIAMOND LIGATURE DIRECTOR
CODE NO.74822
全長：約 152mm

● The diamonds are electrodeposited in the point. Being not to slide, Wire can be placed properly.

リガッティング インstrument
LIGATING INSTRUMENTS





1/1



▲ N-215
マチュー タイプ
MATHIEU TYPE
CODE NO.23215
全長：約 155mm



▲ 60-217
リガッティング プライヤー
LIGATING PLIER
CODE NO.62170
全長：約 155mm






▲ 60-216

エラスティック プレーシング プライヤー
-フック付き

ELASTIC PLACING PLIER-HOOK TIP

CODE NO.62160

全長：約 142mm



1.1mm

▲ 60-218

エラスティック プレーシング プライヤー
ELASTIC PLACING PLIER

CODE NO.62180

全長：約 122mm



1.3mm

▲ N-801

モスキート 直

MOSQUITO FORCEPS-STRAIGHT

CODE NO.23801

全長：約 122mm



1.3mm

▲ N-802

モスキート 曲

MOSQUITO FORCEPS-CURVED

CODE NO.23802

全長：約 122mm

交換部品 REPLACEMENTS

	30-950 交換用ホールドリング(10個入) / REPLACEMENT HOLD RING (10/pk.) CODE NO.69500 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 30-550SF(P.12) / 30-550FL(P.12)	
	P-211 交換用超硬チップ(1個入) / REPLACEMENT METAL TIP (1/pk.) ※両端とも、ボンドリムービングできます。both ends can be useful CODE NO.60211 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ P-210(P.33)	
	P-701 (KommonBase™) 臼歯用 交換用チップ(1個入) / REPLACEMENT TIP (1/pk.) CODE NO.60701 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ P-700(P.34)	
	P-711 (KommonBase™) 前歯用 交換用チップ(1個入) / REPLACEMENT TIP (1/pk.) CODE NO.60711 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ P-710(P.34)	
	60-960 交換用チップ(5個入) / REPLACEMENT TIP (5/pk.) CODE NO.69600 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-105(P.24)	
	60-970 交換用チップ(1個入) / REPLACEMENT TIP (1/pk.) ※Round Size: .063"(1.6mm) CODE NO.69700 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-202T(P.23)	
	60-980 交換用チップ(1個入) / REPLACEMENT TIP (1/pk.) ※Two Rounds Size: .043", .063" CODE NO.69800 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-304TR	
	60-983 交換用ピークチップ(3個入) / REPLACEMENT PEEK TIP (3/pk.) CODE NO.69830 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-104T(P.26) / 60-104TL(P.26) / TS-30(P.26) P-210(P.33) / P-700(P.34) / P-710(P.34)	
	60-986 交換用アルミチップ(3個入) / REPLACEMENT ALMINUM TIP (3/pk.) CODE NO.69860 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-104(P.26)	
	TS-986 交換用アルミチップ(3個入) / REPLACEMENT ALMINUM TIP (3/pk.) CODE NO.69861 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-104T(P.26) / 60-104TL(P.26) / TS-30(P.26) P-210(P.33) / P-700(P.34) / P-710(P.34)	
	60-9871 交換用メタルチップ(1個入) / REPLACEMENT METAL TIP (1/pk.) CODE NO.69871 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-332T(P.33)	
	60-9872 交換用シリコンチューブ(15cm 1本入) / REPLACEMENT TUBE (15cm 1/pk.) CODE NO.69872 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-332T(P.33)	

	60-961 チップ交換用六角レンチ 1.3mm(1個入) / HEX WRENCH (1/pk.) CODE NO.69610 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-105(P.24)	
	60-971 チップ交換用六角レンチ 1.5mm(1個入) / HEX WRENCH (1/pk.) CODE NO.69710 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ 60-202T(P.23) / P-210(P.33) / P-700(P.34)	
	P-712 チップ交換用レンチ 0.9mm(1個入) / WRENCH (0.9mm) (1/pk.) CODE NO.60712 ●使用できる製品 / FIT FOR ⇒ P-710(P.34)	
The tips look similar but are not interchangeable.		

CHARACTERISTIC OF STAINLESS STEELS —

Most TASK Instruments are basically made from the martensitic stainless steel. It is the most suitable material known for the dental instruments because the proper hardness, strength and toughness can be realized by heat treatment. The stainless steel is a kind of metal alloy that forms on surface stable film effective to rustproofing but rust spreads quickly once the surface is damaged. Please care instruments as following procedures to use for a long term.

Warning —

- For intended use only by dental professionals.
- New Instruments are NOT sterilized.
- Inspect Instruments on delivery for possible damage during transit and inspect that it functions properly.
- Before using new instruments, it must be cleaned.

CARE AFTER USE —

- Surface contamination must be removed from instruments immediately after use.
- Check if instruments are in good condition to use it again.
- Rinse instruments by running water and immerse in a disinfectant solution. Washer disinfectant is not recommended to use.
- Disinfection: Glutaral is recommended to use. Do not use the following solutions. Sodium Hypochlorite, Benzalkonium Chloride, Benzathonium Chloride, Povidone-Iodine, Phenol, Formaldehyde, Chlorhexidine Gluconate, Funtinal Water (Acid Water, Oxidantal Water) & Household Detergent.
- Use a soft brush or a clean soft cloth for removal of contamination.
- Sufficient rinsing is necessary against the rust especially the joint.
- Recommended sterilization for instruments is Autoclave. Prior to autoclaving we recommend the instruments are placed in an *ultrasonic cleaner to remove any contaminants. Place instruments in open position in a way that they do not touch each other on a tray in order to avoid insufficient cleaning.
*Please don't use Ultrasonic cleaner for instruments which has a blade (Pin & Ligature Cutter, Distal End Cutter, Scissors and so on).
- Follow the Autoclave manufactures' recommendations. Autoclave for at least 30 minutes at 115°C~118°C, or 15 minutes at 121°C~124°C, or 10 minutes at 126°C ~135°C.

- Dry Heat Sterilization, Chemiclave Sterilization & Plasma Sterilization are not recommended.
- EOG (ethylene oxide gas) is also recommended sterilization.
- Sufficient drying is necessary against the rust. So, DRY instruments completely against the risk of corrosion. The inside of hinge of instrument needs more time to dry completely.
- Check that instruments have been properly cleaned.
- Lubricate periodically on all instruments with hinges, locks and the other moving parts such as forceps, pliers, scissors and needle holders. Sharpness of blades decreases by wear-out or damage. When the sharpness becomes dull, it needs sharpening or reconditioning soon.

Storage —

- Instruments should be stored dry, dust-free and away from chemical products.

DENTASEPT® Tri-Enzymatic

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Σκεύασμα τριπλού ενζύμου: Πρωτεάση / Λιπάση / Αμυλάση
- Δεν περιέχει χλωρίδια
- 1 λίτρο παρέχει 200 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση
- Αποτελεσματικό σε μόλις 7 λεπτά
- Δραστικό κατά των ελутροφόρων ιών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρά υπερήχων
- Ουδέτερο pH, όταν είναι αραιωμένο, συμβατό με ένα ευρύ φάσμα υλικών

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προπιονικό τεταρτοταγές αμμώνιο, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμπλοκο ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση και αμυλάση), άρωμα, χρωστική, έκδοχα.



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561"	0.5%	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (Ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562"	0.5%	5 λεπτά
Ενεργό κατά ελутροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111"	0.5%	7 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Φιάλη 1 λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή
- Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία

DENTASEPT® SH PRO Wipes

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές ευαίσθητες στο οινόπνευμα.
Η φόρμουλά τους εξασφαλίζει συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)
- Αποτελεσματική φόρμουλα χωρίς άρωμα και βαφή
- Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα
- 100% βιοδιασπώμενα μαντηλάκια βισκόζης
- Περιέχουν αντιμικροβιακό ευρέος φάσματος και με σύντομο χρόνο επαφής
- pH 6



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διάλυμα εμποτισμού: χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο, έκδοχα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DENTASEPT® SH PRO και DENTASEPT® SH PRO Wipes

	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 16615 (2 min), EN 13727 (1 min)	2 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624, EN 16615	2 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348	60 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476	1 λεπτό
Ενεργό κατά του Polyomavirus SV 40* - Σύμφωνα με EN 14476	5 λεπτά
Ενεργό κατά του Rotavirus* - Σύμφωνα με EN 14476	30 δευτ.
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος* - Σύμφωνα με EN 14476	30 λεπτά
Adenovirus	30 λεπτά
Norovirus (MNV)	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 100 τεμαχίων (180 x 200mm)



Vitsaropoulos
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή

T: 210 65 41 340 F: 210 65 41 618

- ✦ info@vitsaropoulos.gr
- ✦ facebook.com/vitsaropoulos
- ✦ vitsaropoulos.gr