

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

DENTASEPT® Tri-Enzymatic

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Σκεύασμα τριπλού ενζύμου: Πρωτεάση / Λιπάση / Αμυλάση
- Δεν περιέχει χλωρίδια
- 1 λίτρο παρέχει 200 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση
- Αποτελεσματικό σε μόλις 7 λεπτά
- Δραστικό κατά των ελυτροφόρων ιών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρά υπερήχων
- Ουδέτερο pH, όταν είναι αραιωμένο, συμβατό με ένα ευρύ φάσμα υλικών



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προπιονικό τεταρτοταγές αμμώνιο, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμπλοκο ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση και αμυλάση), άρωμα, χρωστική, έκδοχα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561"	0.5%	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562"	0.5%	5 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111"	0.5%	7 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Φιάλη 1 λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή
- Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία



Vitsaropoulos
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή • T: 210 65 41 340 F: 210 65 41 618
info@vitsaropoulos.gr + vitsaropoulos.gr + facebook.com/vitsaropoulos

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

DENTASEPT® Special Rotative

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Έτοιμο προς χρήση
- Συμβατό με μεγάλο εύρος υλικών: νικέλιο, τιτάνιο, καρβίδιο βολφραμίου, αλουμίνιο κ.λπ.
- Χρόνος επαφής από 5 λεπτά
- Μπορεί να χρησιμοποιείται σε λουτρό υπερήχων



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 2 λίτρων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348/EN 14563	60 λεπτά
Αποτελεσματικό κατά ελутροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανθρακικό και όξινο ανθρακικό Ν, Ν-διδεκυλ-Ν, Ν-διμεθυλαμμώνιο, μη ιοντικά επιφανειοδραστικά, απομονωτικά μέσα, άρωμα, χρωστική και έκδοχα.

ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

DENTASEPT® Aspiration AF+

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ένα υγρό συμπυκνωμένο υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση όλων των τύπων συστημάτων αναρρόφησης, διαχωριστών αμαλγάματος και πτυελοδοχείων.

- Μη αφριστικό
- Πολύ οικονομική αραίωση 2% - 5 λίτρα παρέχουν 250 λίτρα διαλύματος έτοιμου προς χρήση
- Αποτελεσματικό από μόλις 15 λεπτά - ενεργό ενάντια σε όλους τους ελутροφόρους ιούς



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13727/EN 14561	1%	15 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624/EN 14562	1%	15 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348/EN 14563	1,6%	60 λεπτά
Ενεργό κατά ελутροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 17111	2%	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη, τασιενεργά, παράγοντας απομόνωσης, χρωστική και έκδοχα.

ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

DENTASEPT® SH PRO

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ.

- Για επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη
- Χωρίς αλκοόλη, άρωμα και χρώμα
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα και βέλτιστος χρόνος επαφής
- Η φόρμουλα εξασφαλίζει συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)
- Πυκνός αφρός για καλύτερη πρόσφυση
- pH 6

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο, έκδοχα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη ψεκασμού 750 ml

DENTASEPT® SH PRO Wipes

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές ευαίσθητες στο οινόπνευμα. Η φόρμουλά τους εξασφαλίζει συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)
- Αποτελεσματική φόρμουλα χωρίς άρωμα και βαφή
- Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα
- 100% βιοδιασπώμενα μαντηλάκια βισκόζης
- Περιέχουν αντιμικροβιακό ευρέος φάσματος και με σύντομο χρόνο επαφής
- pH 6

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διάλυμα εμποτισμού: χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο, έκδοχα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 100 τεμαχίων (180 x 200mm)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DENTASEPT® SH PRO και DENTASEPT® SH PRO Wipes

	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 16615 (2 min), EN 13727 (1 min)	2 λεπτά
Μυκητοκτόνο* (ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13624, EN 16615	2 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348	60 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476	1 λεπτό
Ενεργό κατά του Polyomavirus SV 40* - Σύμφωνα με EN 14476	5 λεπτά
Ενεργό κατά του Rotavirus* - Σύμφωνα με EN 14476	30 δευτ.
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος* - Σύμφωνα με EN 14476	30 λεπτά
Adenovirus	30 λεπτά
Norovirus (MNV)	15 λεπτά

* Ακάθαρτες συνθήκες

ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ.

- Σύνθεση με βάση την Αλκοόλη
- Ευρύ φάσμα δραστηριότητας σε σύντομο χρόνο επαφής
- Δεν αφήνει ίχνη κατά το στέγνωμα
- Ευχάριστο άρωμα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Φιάλη ψεκασμού 1 L
- Δοχείο 5 L

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13727	30 δευτ.
Μυκητοκτόνο* (Ζυμομύκητες) - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13624	30 δευτ.
Μυκητοκτόνο* (Fungi) - Σύμφωνα με EN 13697/EN 13624	5 λεπτά
Κατά του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης* - Σύμφωνα με EN 14348	30 δευτ.
Μυκοβακτηριοκτόνο* - Σύμφωνα με EN 14348	5 λεπτά
Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 16777	30 δευτ.
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος* - Σύμφωνα με EN 14476/EN 16777	5 λεπτά
Adenovirus	30 δευτ.
Norovirus (MNV)	5 λεπτά

* Καθαρές συνθήκες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αιθανόλη, N,N-Διτεκυλ-N-μεθυλπολυ(οξυαιθυλ) προπιονικό αμμόνιο, άρωμα.

ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ

DENTASEPT® Glycériné

ΑΠΑΛΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Εμπλουτισμένο με ενυδατική γλυκερίνη και μαλακτικούς παράγοντες
- Κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες
- Ουδέτερο pH
- Χωρίς άρωμα και χρώμα
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Εύκολο ξέπλυμα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, γλυκερίνη, λαυροαμφοδιοξικό δινάτριο, λαυρυλοθειικό νάτριο, PEG- 4 κραμβιδαμίδη, εξυλενογλυκόλη, PEG-200 υδρογονωμένο γλυκερυλικό παλαμικό άλας, δινάτριο PEG-5 λαυρυλοκιτρικό σουλφοηλεκτρικό νάτριο, βενζυλοαλκοολικό οξύ, βενζοϊκοαλκοολικό οξύ, συνοξικό νάτριο, αιθεροθειικό νάτριο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη 1 L